

Intensiv HygienicTray

Entwickelt von Zahnärzten für Zahnärzte

Beständig hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung aller rotierenden Instrumente der Behandlungsroutine

Indikationen

- Organisation des Routine-Instrumentariums für alle Standard-Behandlungsprotokolle
- Instrumentenhalterung während des Sterilisationsprozesses
- Aufbewahrung der rotierenden Instrumente

Vorteile


- Organisation und Bereitstellung des rotierenden Routine-Instrumentariums
- Einfache Instrumentenentnahme durch zueinander versetzte Anordnung der Instrumente
- Vollständige Hygiene - frei von schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen und in Einzelteile zerlegbar
- Dauerhaft beständiger uneingeschränkt sterilisierbarer Edelstahl



Ref. HT100*

Intensiv HygienicTray HT100

- 3 demontierbare Teile: Deckel; Sockel; Boden
- Bohrungen für 13 FG und 5 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch erhöhte geneigte Position



Ref. HT300*

Intensiv HygienicTray HT300

- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Bohrungen für 13 FG und 5 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position



Ref. HT3000*

Intensiv HygienicTray HT3000


- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Bohrungen für 36 FG und 18 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position

*wird ohne rotierende Instrumente geliefert

Intensiv HygienicTray

Faxbestellung: **091 986 50 59** oder E-Mail: **order@intensiv.ch**

Produkt	Ref.	Empf. VK-Preis	Bestellmenge
Intensiv Hygienic Tray 	HT100	59.00	
Intensiv Hygienic Tray 	HT300	39.00	
Intensiv Hygienic Tray 	HT3000	99.00	



Senden Sie mir bitte den Intensiv Katalog 2017-1

Praxisstempel

Datum _____ Unterschrift _____

Vertrauens-Dental Depot:

**Das einzige Instrumententray entwickelt von Zahnärzten für Zahnärzte!
Hygienisch, kompakt, sterilisierbar!**



Intensiv SA
Via al Molino 107
6926 Montagnola
Schweiz

Tel. +41 91 986 50 50
Fax +41 91 986 50 59
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

